



# ISTRUZIONI PER L'USO

## Gilet Confortino

### ESEMPI DI UTILIZZO

- Preoccupazioni
- Demenza
- Anoressia/Bulimia
- Problemi di concentrazione
- Autismo
- Irrequietezza
- ADHD
- Autolesionismo

### MISURE E PESI CA

	Gilet	Pesi ca	Collare	Totale peso
<input type="radio"/>	6 anni	1 kg	Small 1,35 kg	2,35 kg
<input type="radio"/>	8-10 anni	1,5 kg	Small 1,35 kg	2,85 kg
<input type="radio"/>	11-13 anni	2 kg	Small 1,35 kg	3,35 kg
<input type="radio"/>	Small	2,5 kg	Large 2,3 kg	4,8 kg
<input type="radio"/>	Medium	3 kg	Large 2,3 kg	5,3 kg
<input type="radio"/>	Large	3,5 kg	Large 2,3 kg	5,8 kg
<input type="radio"/>	X-Large	4 kg	Large 2,3 kg	6,3 kg

Proprio come con la Trapunta di sostegno, sono il peso e la pressione contro il corpo che, stimolando i sensi tattili e propriocettivi, inducono un effetto calmante.

Il Gilet Confortino è realizzato in un materiale resistente ed è indicato per un uso diurno. Il Gilet Confortino può essere utilizzato sotto o sopra altri indumenti. E' possibile scegliere quanto forte stringere le cinture per ottenere l'effetto desiderato.



Il Gilet Confortino va sempre lavato nel sacchetto di lavaggio



Il Gilet si lava al massimo a 60° ciclo delicato



Non lavare a secco



Non asciugare nel asciugatoio



Il Collare del Gilet non deve essere riscaldato



Il Gilet Confortino è prodotto con tessuti ignifughi testati, conformi allo standard SS-EN ISO 12952-1:2010



Il Gilet Confortino è un marchio CE



Il Gilet Confortino è un prodotto Svedese, confezionata a mano a Stenkullen

### ATTENZIONE

Stringere forte il Gilet pesante in combinazione con una capacità polmonare debole, può portare ad una minor capacità respiratoria. Monitorare l'utilizzatore qualora esista il rischio di una debole capacità polmonare.

Il Gilet contiene catene di acciaio. Se il fruitore ha delle apparecchiature mediche e d impianti (es. pace maker, bypass) che possono essere influenzate dell'acciaio, consultare il medico responsabile prima dell'uso.

Valutare il rischio di rimanere impigliati con il Gilet durante il gioco.

Attenzione a non inciampare quando il Gilet si trova sul pavimento.

**SensiSereni**

**Distributore:**  
SPE AB SensiSereni  
Binnerbergstorp 1, SE 61031  
Vikbolandet, Svezia  
VAT SE 556795955501

**Contatto Italia:**  
Birgitta Lindholm  
tel. +39 3914241101  
info@sensisereni.it  
www.sensisereni.it

**somna**<sup>®</sup>  
www.somna.eu

**Fabbricante:**  
Somna AB  
Panelvägen 16  
SE-44361 Stenkullen, Svezia  
info@somna.eu

20151014