



La trapunta deve sempre essere lavata nel sacchetto del bucato.



Selezionare il ciclo delicato, lavare al massimo a 60° C.



Non asciugare in asciugatrice, non lavare a secco.



La trapunta è prodotta in materiali ignifughi conforme alla norma SS-EN ISO 12952-1: 2010.



La trapunta è un marchio CE.



La trapunta è un prodotto Svedese.



La trapunta è brevettata.

#### Attenzione:

-La combinazione di una trapunta pesante e di una capacità polmonare debole dell'utente può compromettere la capacità respiratoria quindi l'utente deve essere monitorato durante l'uso della coperta.

-Prendere in considerazione il rischio di inciampare se la trapunta si trova sul pavimento.

-La trapunta contiene catene in acciaio. Se all'utente sono state impiantate apparecchiature sensibili al metallo (pace maker, ad esempio) è opportuno consultare il medico curante prima dell'uso.

-Se la trapunta si trovasse sul pannello di comando o impedisce i movimenti delle ruote sulla sedia a rotelle può comportare dei rischi.

#### Distributore

SPE AB \* SensiSereni  
Binnerbergstorp 1  
SE-610 31 Vikbolandet, Svezia  
Contatto Italia  
info@sensisereni.it  
cell. +39 3914241101



#### Fabbricante

Somna AB  
Panelvägen 16  
SE-443 61 Stenkullen  
Svezia  
www.somna.eu



20141101



## ISTRUZIONI PER L'USO

### Kedjefilten – La trapunta Confortino

Il Confortino è un prodotto che può essere utilizzato in molti modi diversi a seconda chi la utilizza e di quale effetto si desidera ottenere.

#### Esempi di utilizzi:

- Irrequietezza
- ADHD
- Ansia
- Demenza
- Problemi di concentrazione

- Cambiamenti d'umore
- Anoressia/Bulimia
- Preoccupazioni
- Autismo
- Psicosi



#### Specificazioni:

○ 70 x 125 cm, 4 chili

○ 70 x 205 cm, 7 chili

La trapunta Confortino ha le stesse proprietà della Trapunta di sostegno ma si adatta per un uso diurno.

La trapunta diurna è costruita in un materiale più forte e con un colore meno delicato.

Le misure sono minori per facilitare l'uso.