



La trapunta deve sempre essere lavata nel sacchetto del bucato in dotazione.



La trapunta può essere lavata al massimo a 60. Selezionare il ciclo delicato. Se la lavatrice non sopporta il peso della trapunta è possibile dividerla con la cerniera. Queste indicazioni sono valide per i pesi di 8, 10 e 12 chili.



Importante: non asciugare in asciugatrice, non lavare a secco.



La trapunta è prodotta in materiali ignifughi. Il tessuto esterno è Treviga CS che è conforme alla norma NT Fire 037.



La trapunta è un marchio CE.



Brevettato.



La trapunta è un prodotto Svedese fatto a mano in Stenkullen.

La trapunta ha le dimensioni di 205x150 cm il che significa che la coperta può essere collocata in un lenzuolo a sacco normale. La trapunta Bambino misura 125x105 cm e la trapunta Baby 100x67 cm

Attenzione:

- La combinazione di una trapunta pesante e di una capacità polmonare debole dell'utente può compromettere la capacità respiratoria quindi l'utente deve essere monitorato durante l'uso della trapunta.
- Prendere in considerazione il rischio di inciampare se la trapunta si trova sul pavimento.
- La trapunta contiene catene in acciaio. Se all'utente sono state impiantate apparecchiature sensibili al metallo (pace maker, ad esempio) è opportuno consultare il medico curante prima dell'uso.
- Il rivestimento igienico (non incluso) è fatto di un materiale denso. Osservare il pericolo di soffocamento per gli utenti con scarse abilità motorie quando si usa tale rivestimento.

Distributore

SPE AB * SensiSereni
Binnerbergstorp 1
SE-610 31 Vikbolandet, Svezia
Contatto Italia
info@sensisereni.it
cell. +39 3914241101



Fabbricante

Somna AB
Panelvägen 16
SE-443 61 Stenkullen
Svezia
www.somna.eu



20140901



ISTRUZIONI PER L'USO

The Somna Blanket - Trapunta di Sostegno

La trapunta di sostegno è un prodotto che può essere utilizzato in molti modi diversi a seconda chi la utilizza e di quale effetto si desidera ottenere.

Utilizzi comuni:

- Diagnosi neuropsichiatriche
- Proccupazioni e ansia
- Demenza
- Agitazione
- Malattie mentali
- Lesioni cerebrali acquisite
- Anoressia/Bulimia
- Malattie neurologiche
- Normale invecchiamento
- Problemi di sonno (insonnia)

Variazioni di peso:

La trapunta per adulti ca: 4 6 8 10 12 (Chili)
Altri pesi possono essere ordinati su richiesta.

La trapunta per bambini ca: 3,4 5 Baby ca: 1,5


La trapunta viene normalmente usata con un copripiumino. Un copripiumino pesa circa 1 chilo il che significa che il peso totale della coperta aumenta in pari misura.

Accessori: Copertura igienica Copertura igienica bambino

La dimensione / peso dell'utilizzatore influisce su quale peso la trapunta dovrebbe avere. Anche il grado dei problemi percepiti è un indicatore di quanto peso si ha bisogno. Più problemi sono presenti, maggiore sarà il peso della trapunta.

Se si riposa durante il giorno, ci si può sentirsi meglio, scegliendo una trapunta più pesante. Questo avviene perché, quando si è vestiti, si è più attivi che durante la notte.

Per ridurre la necessità di lavaggio, si consiglia di mettere la trapunta in un copripiumino nello stesso modo di una trapunta normale. Nelle immagini successive, abbiamo scelto di far vedere la trapunta, senza copripiumino.



Lato ovatta

Lato catene

Quale lato si sceglie da mettere verso il corpo è una questione individuale. Con le catene rivolte verso il corpo si ottiene una stimolazione tattile maggiore della pelle. In alcuni casi il percepire il contatto con le catene della trapunta, ha un effetto più calmante. Provate quale lato vi fate sentire meglio.

Riposo diurno



Mettere la trapunta sulle spalle e lasciare che avvolga il corpo, offre un tranquillo e confortevole riposo durante il giorno. Inoltre si può piegare la trapunta e metterla sopra le cosce.

Posizionare la trapunta

Si utilizza la trapunta così com'è o si unisce la trapunta con la trapunta abituale. La scelta dipende principalmente dalla temperatura desiderata.

In combinazione con la trapunta abituale si posiziona la trapunta sopra o sotto. Provate prima a mettere la trapunta sopra la trapunta abituale.



Se si posiziona la trapunta sopra la trapunta abituale si ottiene una sensazione avvolgente e di morbidezza. Una sensazione che dà pace e serenità. Fate le prove per vedere in quale modo vi si addice meglio.

Sopra la trapunta usuale



Quando si è raggiunto la combinazione migliore si posiziona la trapunta abituale con la trapunta nello stesso lenzuola a sacco.

Iniziare l'uso della trapunta poche ore alla volta. Quindi aumentare il tempo gradualmente.

Sotto la trapunta abituale