



SensiSereni
TRAPUNTA DI SOSTEGNO

The  somna® Blanket
from Sweden



IL PESO DA'SERENITA'

The Somna Blanket - La trapunta di sostegno è un rimedio di pesi utilizzato da persone con una varietà di diagnosi e di età.

La trapunta ottiene il suo peso dalle catene posizionate nei vari scomparti lungo la trapunta. Le catene premono sul corpo dando una sensazione di un piacevole abbraccio.

Le persone che soffrono di ansia e/o problemi sensoriali hanno spesso difficoltà a rilassarsi, riposare e dormire. La pressione profonda che la trapunta esercita sul corpo dà un senso di sicurezza e facilita il rilascio di sostanze endogene con effetto sedativo.

Molti usano la trapunta per migliorare il riposo o il sonno ma i suoi effetti tranquillizzanti possono migliorare anche l'attività quotidiana. Lenendo i sensi, la concentrazione può aumentare facilitando i proprio compiti.

La trapunta di sostegno è disponibile in diversi pesi e dimensioni. La scelta del peso dipende dal tipo di problema che si ha, dalla gravità dello stesso e dalla propria corporatura. Possiamo aiutarvi a scegliere il peso che vi si addice meglio.

Per un uso diurno c'è la coperta CONFORTINO e il GILET in diverse misure, facilmente indossabile. Entrambi confezionati in un tessuto molto resistente all'usura diurna, sempre di alta qualità.

A riposo diurno e durante attività

Inquietudine motoria





MANEGGEVOLE, CONFORTEVOLE, DESIDERATO

Nonostante il suo peso, la trapunta di sostegno risulta maneggevole sia per chi la utilizza sia per eventuali assistenti.

La trapunta è facile da mettere, le catene distribuiscono il loro peso premendo con una piacevole pressione tutto il corpo. La trapunta di sostegno si porta comodamente nella sua borsa week-end.

LA TRAPUNTA DI SOSTEGNO SI ADATTA A PROBLEMI COME

Diagnosi neuropsichiatriche
Preoccupazioni e ansia
Demenza
Agitazione
Malattie mentali

Lesioni cerebrali acquisite
Anoressia / Bulimia
Malattie neurologiche
Normale invecchiamento
Problemi di sonno (insonnia)

ALCUNI PARERI SULLA TRAPUNTA DI SOSTEGNO

Abbiamo visto i muscoli rigidi dei spastici cedere allo stretto abbraccio dei pesi della trapunta e dopo ca 10 minuti tollerare il contatto, il massaggio e gli esercizi di stretching.

Il coordinamento delle braccia è un problema, particolarmente durante i pasti e altre attività che richiedono una coordinazione precisa. Con la trapunta di sostegno o il Confortino sulle gambe i problemi sono più risolvibili. In modo significativo diventa più facile sia a mettere il cibo sulla forchetta e, quindi, portarla alla bocca.

Il peso della trapunta di sostegno tranquillizza, rasserena, dà sicurezza, conforta, ci si addormenta meglio e si dorme incredibilmente bene, come abbracciati e coccolati.



SPECIFICAZIONI TECNICHE DELLA TRAPUNTA DI SOSTEGNO

Misure e pesi standard:

Adulto:

205x150 cm.

4, 6, 8, 10, 12 e 14 kg

Bambino:

125x105 cm.

3, 4 e 5 kg

Bebe:

100x67 cm

1,5 kg



Il Confortino misura 125x70 cm e pesa 4 kg, oppure misura 205x70 cm e pesa 5 o 7 kg.

NOVITA* Confortino HD – Heavy Duty, misura 205x140 cm e pesa 15 kg.

Divisibile in due, ogni trapunta misurerà 70x205 cm, con un peso di 7,5 kg ciascuna.

Ogni nostra trapunta viene consegnata in una pratica borsa week-end.

Lavabile, usando il sacchetto in dotazione, in lavatrice a 60 gradi, programma delicato.

Non lavare a secco. Non asciugare nell'asciugatoio.

Le trapunte di 8, 10, 12 e 14 kg, ed il Confortino HD, possono essere divise con la loro cerniera centrale per facilitare il lavaggio.

Accessori:

Rivestimenti igienici, grande e piccolo. Sacchetto per lavaggio, grande e piccolo.

La trapunta viene mostrata senza il copripiumone nell'opuscolo ma si osserva che normalmente deve essere usata con un copripiumone.

La trapunta di sostegno è un prodotto Svedese, confezionata a mano a Stenkullen. Brevettata.

Prodotta in materiali ignifughi e rispetta lo standard NT Fire 037. Marchio CE.

AVVERTENZE

La combinazione della trapunta pesante con una capacità polmonare debole di chi usa la trapunta, può portare ad una minor capacità respiratoria. Monitorare il fruitore qualora tale rischio esista.

La trapunta contiene catene di acciaio. Se il fruitore ha dell'apparecchiatura impiantata (es. pace maker, by pass) che possono essere influenzate dell'acciaio, consultare il medico responsabile prima dell'uso.

Il rivestimento igienico (non incluso) è di un materiale poco traspirante. Osservare il rischio di soffocamento per i fruitori con una motoria debole usando tale rivestimento.

L'uso della trapunta può essere controindicato alle donne in gravidanza, persone con problemi di circolazione e diabetici. Consultare il medico curante, prima dell'uso.